

COPA FORD

Viscosímetro a gravedad para la rápida determinación de la viscosidad de las barbotinas cerámicas o de otros líquidos.

Copa fabricada en aluminio.

Orificios intercambiables de diámetro de 1 a 8 mm.

Dotación estándar: orificio calibrado de diámetro 4mm.

Disponible certificado de calibración bajo petición



FORD CUP

Gravity viscometer for the rapid determination of the viscosity of ceramic slips or other liquids. Cup made of aluminum. Interchangeable orifice diameter of 1 to 8 mm. Standard equipment 4mm diameter orifice plate

FORD CUP

Viscosimètre à la gravité pour la détermination rapide de la viscosité de barbotines céramiques ou d'autres liquides. Coupe en aluminium. Diamètre de l'orifice interchangeable de 1 à 8 mm. Équipement diaphragme standard de 4mm de diamètre