

AUTOCLAVE GT350

Equipo apto para la realización de ensayos de cuarteo de baldosas cerámicas esmaltadas.

El contenedor a presión está fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 y aislado con lana de roca.

El autoclave mediante el microprocesador programable es capaz de realizar ciclos estándar (UNI EN ISO 10545-11) y los ciclos adaptados a las necesidades del cliente.

Autoclave for crazing test of glazed ceramic tiles.

The pressurized container is all made by stainless steel AISI-304, suitably insulated, while the supporting frame is made by steel epoxy powder painted. Thanks to the programmable microprocessor, the autoclave can work with standardized cycles (according to UNI EN ISO 10545-11 standard) and cycles customized by the customer.

Especificaciones técnicas

- Contenedor a presión fabricado en acero inoxidable.
- Ciclo de trabajo UNI EN ISO10545-11 y ciclos customizados
- Presión máxima de ejercicio: 10 bar (183,2 °C)
- Calentamiento eléctrico
- Enfriamiento mediante serpentín para agua comandada desde la electroválvula.
- Cierre de la tapa mediante bulones y junta de Viton.
- Alimentación eléctrica: 400 V - 50 Hz tres fases

Dotación:

Cesto porta muestras en AISI-304



Código / Code	Modelo / Model	Dimensiones interiores / Inner dimensions	Vol L	Dimensiones exteriores / Overall dimensions	Presión/ Pressure	Potencia / Power	Peso / Weight
GT0140	GT-350-11	Ø350x365mm	39	800x750x1250 mm	0 ÷ 11 bar	3kW	230Kg
GT1982	GT-350-750-11	Ø350x750mm	80	800X750X1650MM	0 ÷ 11 bar	3kW	280Kg
GT1633	GT-350-11 ASME	Ø 350x365 mm	39	800x750x1250 mm	0 ÷ 11 bar	3Kw	230Kg
GT1858	GT-350-20	Ø350x365mm	39	800x750x1250 mm	0 ÷ 20 bar	3kW	350Kg
GT1959	GT-350-20 ASME	Ø350x365mm	39	800x750x1250 mm	0 ÷ 20 bar	3kW	230Kg