

PROMOCIÓN 2025

Valorador automático Flash 2

El valorador Flash 2 ha sido diseñado para realizar con sencillez y precisión la más amplia gama de titulaciones en los campos enológico, alimentario, medioambiental, químico y galvánico, tales como: pH, acidez titulable, capacidad tampón, sulfitos, cloruros, ácido ascórbico (vitamina C), peróxidos, conductividad, alcalinidad, dureza, DQO, TAN y más.

- Pantalla táctil gráfica de color de fácil de lectura.
- Flexible: Software abierto, permite realizar cualquier tipo de valoración sin necesidad de adquirir paquetes de aplicación adicionales.
- 27 métodos standard precargados
- Sistema escalable: todos los equipos incluyen 2 bombas para reactivos auxiliares, y hasta 2 buretas. Posibilidad de añadir a cualquier modelo segunda bureta y automuestreador
- 3 canales por equipo (2 x pH/mV, 1 x mA): Cualquiera de las referencias permite hacer cualquier tipo de valoración (pH, redox, complexometría, ISE, polarización)
- Ideal para usuarios con heterogeneidad de muestras y aplicaciones
- Made in Italy



Módulos (precio a consultar)

Cat nº	Descripción
ST-SQTR091699	Valorador automático FLASH2 con 1 bureta y 2 bombas.
ST-SQTR091647	Valorador automático FLASH2 con 2 buretas y 2 bombas.

A los módulos de valoración indicados, se debe añadir:

Opción 1: 1 posición

Cat nº	Descripción
ST-SQTR091969	Soporte-agitador para análisis individual FLASH2

Precio a consultar




Opción 2: PROMOCIÓN.

Automatiza tu proceso con autosampler de 18 posiciones de 100 ml.

Cat nº	Descripción
ST-SQTR091962	Autosampler AS PLUS de 18 posiciones

Antes PVP 6798€ / Ahora PVP 6458€



Homogeneizador de alta velocidad D-500 Pro

Homogeneizador de laboratorio de alta calidad y robustez al mejor precio. Equipo muy versátil con una amplia gama de herramientas de dispersión para una amplia gama de muestras y aplicaciones.

- Ligero y de pequeñas dimensiones para un mejor manejo.
- Triple seguridad del accionamiento (protección contra sobrecarga, arranque suave contra sacudidas, interruptor de seguridad).
- Herramientas de dispersión de alta calidad de serie para una mejor resistencia a la corrosión (acero SS 316 L).
- Sistema de cambio rápido de las herramientas de dispersión. Viscosidades hasta 10.000 cps.

Cat nº	Descripción
AV-HMEPROP1	Homogeneizador digital D-500 PRO + herramienta de dispersión SS20CSR20 + WF11-D Stand para HMEPro homogeneizador + anillo de posicionamiento + cinta de sujeción.

Antes PVP 2922€ / Ahora PVP 2650€

*Incluye herramienta de dispersión SS20CR20 (eje inox, cojinete de PTFE, estator de 20 mm y rotor estándar SR20), Apto para farma, aguas residuales, cerámica y petroquímica.



Incubadora refrigerada IC150-R

Incubadora refrigerada de aire forzado IC150-R PLUS, de 150 litros.
Rango 0...60°C / 0.1°C.

- Gran pantalla táctil de 7" de con alto contraste, intuitiva y precisa
- Controlador digital con 7 programas x 10 pasos con gestión avanzada de usuarios de 3 niveles con acceso seguro.
- Registro de hasta 200.000 valores de trabajo e histórico de alarmas y actividad
- Seguridad 3.1, 3 estantes incluidos.
- Certificado trazable a ACCREDIA (Equivalente ENAC)
- Gráfico en tiempo real y continuo de los datos (temperatura y estado del programa) mostrado en el controlador
- Alarmas visual y acústica.
- Posibilidad de validación IQ/OQ

Cat nº	Descripción
G-IC150R-N	Incubadora refrigerada de aire forzado IC150-R PLUS, de 150 litros. Rango 0...60°C / 0.1°C.

Antes PVP 4368€ / Ahora PVP 4150€



Incubadora con agitación SKI 4 (ventilada) y SKI 8R (refrigerada)

Una estética impecable, un rendimiento sin igual.

- Amplia pantalla LCD retroiluminada. Motor de inducción sin mantenimiento
- Velocidad de agitación: 40..300 rpm
- Variación temperatura a lo largo del tiempo a 37 °C / ± 0,1 °C. Uniformidad de temperatura en 37 °C / ± 0,5 °C.
- Plataforma universal con soporte de muelles dimensiones útiles 320 x 320 mm (SKI 4) y 450 x 450 mm (SKI 8R), adecuada para alojar matraces, frascos, tubos de ensayo y recipientes de diferentes tamaños y formas, incluida.
- El instrumento se puede utilizar solo como «incubadora» (agitación = 0) y solo en modo «agitación» (incubación = temperatura ambiente).



Cat nº	Descripción
G-SKI4-N	Incubadora con agitador mecánico SKI-4. Tamb +5°C... 60°C. Capacidad: 4 litros (ej: 4 x 1000 ml, 13 x 200/250 ml)

Antes PVP 3489€ / Ahora PVP 3350€

Cat nº	Descripción
G-SKI8R-N	Incubadora con agitador mecánico SKI-8R, refrigerada de aire forzado. 4°C..60°C Capacidad: 8 litros (ej: 4 x 2000 ml, 9 x 1000 ml)

Antes PVP 6889€ / Ahora PVP 6720€

Evaporador rotativo Strike 185

Evaporador rotativo de excelente rendimiento con todo el sistema integrado en su pantalla central que tu trabajo sea extremadamente práctico y fácil.

El Strike combina lo mejor en términos de diseño, accesibilidad, innovación y prestaciones

- Pantalla táctil de 4,3", ajuste de todos los parámetros desde pantalla central (temperatura, velocidad de agitación, nivel de vacío)
- Ultracompacto: ocupa mínimo espacio en el laboratorio gracias a controlador de vacío integrado en el rotavapor
- Elevación automática. Segundo motor auxiliar a pilas, para liberación del matraz en caso de corte de corriente
- Baño de 5 litros, apto para agua y aceite
- Conexión a PC (USB tipo B, hembra)
- Hasta 8 modelos de bombas de vacío, 2 controladores de vacío (ST280 o el de alta precisión DVR480) y sistemas de recuperación de disolventes, chillers...
- Todo tipo de cristalería: matraces para líquidos de todo tipo, polvos, etc. trampas antiespuma.



Cat nº	Descripción
AV-R1853	Evaporador rotativo Strike 185 M3 con cristalería vertical, tipo de vapor ascendente.

Antes PVP 4011€ / Ahora PVP 3750€

Cat nº	Descripción
AV-KIT1	Kit completo. Incluye: Evaporador rotativo Strike 185 M3 con cristalería vertical, tipo de vapor ascendente+bomba de vacío AV-C410+Controlador de vacío ST280.

Antes PVP 7172€ / Ahora PVP 6350€

pHmetro / Iónometro pH80 PRO

El ideal para FARMA.

- Medidas: pH - redox - temperatura - ISE • CAL TIMER: programa la calibración • Ion Selectivo
- Prestaciones de alta gama a un precio imbatible:
- Gestión AVANZADA de usuarios (ADMIN responsable, usuario e invitado): hasta 15 perfiles con 4 niveles de acceso
- AUDIT TRAIL
- Contraseña alfanumérica %
- 5 puntos de calibración: Resolución pH 0.1/0.01/0.001
- Gran pantalla con toda la información: estado del electrodo, puntos de calibración
- Agitador integrado
- Entrada directa para teclado USB: fácil introducción de datos de usuario, Id de muestra, etc

Cat nº	Descripción
G-PH80P-4	pHmetro XS PH 80 PRO, con agitador, disol., sonda CAT, y electrodo XS STANDARD de vidrio de uso general y cable BNC.

~~Antes PVP 1045€~~ / Ahora PVP 990€

