

REFRIGERADOR 402

El más pequeño de su serie: El refrigerador por circulación 402 se emplea como refrigerador universal. Un novedoso método en la construcción de carcasas aporta un diseño moderno, contribuye al bajo peso de los equipos y garantiza sus innovadoras características técnicas. Gracias a su construcción compacta que ocupa poco espacio junto con un grupo de refrigeración silencioso y con baja emisión de ruido, este equipo es idóneo para usarlo sobre la mesa directamente en el lugar de trabajo.

Características:

- Regulación electrónica de la temperatura con indicador LED
- Interruptor de flotador para controlar el nivel medio de refrigeración
- Indicador de nivel en la parte delantera del equipo
- Alarma con valor límite en caso de excederse el lugar de trabajo permitido
- Grupo de refrigeración: baja emisión de ruido, completamente hermético, refrigerado por aire, de fácil mantenimiento
- Varios conectores para manguera incluidos
- Orificio de llenado de 3/4 con válvula de ventilación en la parte superior del equipo
- Carcasas de espuma rígida PUR
- Intercambiador de calor en versión de metal no ferroso

