

DISPOSITIVO DE FILTRACIÓN MOD. MYO50

Pensado para la realización de pruebas de filtrabilidad de tintas cerámicas utilizando jeringas y filtros manteniendo constantes las condiciones del ensayo.

La presión del pistón es ajustable.

Puede alojar jeringas de diferentes volúmenes, por ejemplo 5, 10, y 60 ml .

Dimensiones aproximadas del instrumento: H 80 x A 22 x F 25 (cm)

Peso. 6 kg

No necesita alimentación eléctrica, únicamente una toma de aire comprimido.

Se suministra con certificado del manómetro



Ref. MYO50 Dispositivo de filtración

Ref. 0451-30 Jeringa 60ml caja 30 unidades

Ref. 300296 Jeringa 20ml caja 80 unidades

Ref. 4104-5 Jeringa 5ml caja 100 unidades

Ref. JPT50025N Filtros jeringa PTFE 5um 25mm caja 100uds

Ref. JPT50025R Filtros jeringa PTFE 5um 25mm caja 1000uds

Para otro tipo de filtros consultar