



# Guía de recursos Scout®

Balanzas portátiles Scout

## La siguiente generación



*Ingeniously Practical*

**20<sup>TH</sup>**  
ANNIVERSARY  
OHAUS Scout®

# La siguiente generación

## 1. La primera generación

La OHAUS Port-O-Gram™, presentada en 1981, ofrecía una capacidad de 200 g y una sensibilidad de 0.1 g.

## 2. Scout®

Llevando más allá el éxito de la Port-O-Gram, la OHAUS Scout era una libra más liviana y presentaba una gran pantalla de alto contraste, unidades de pesaje adicionales y un gancho inferior de pesada.

## 3. Scout II

La Scout rediseñada presentaba mejores capacidades y nuevas habilidades de comunicaciones con la introducción de modelos con interface RS232.

## 4. Scout Pro

La Scout Pro presentaba una resolución incluso mayor y un gancho inferior de pesada integrado.



1.



2.



3.




4.

## OHAUS: líder de la industria de las balanzas portátiles desde hace 35 años

Hace 35 años, OHAUS creó la industria de las balanzas electrónicas portátiles al introducir la balanza Port-O-Gram™. En 1996, extendimos los límites del pesaje portátil al introducir la primera serie Scout de balanzas portátiles. Fiable, resistente y precisa, la Scout se instaló como líder en el mercado y favorita de los clientes durante las últimas dos décadas. La flexibilidad de OHAUS

Scout para atender diferentes mercados y manejar múltiples aplicaciones la convierte en la balanza de elección popular, para usos desde industriales hasta académicos. Utilice esta Guía de recursos OHAUS Scout para ver cómo seguir satisfaciendo las necesidades de pesaje de sus clientes con la nueva Scout.



20<sup>TH</sup>  
ANNIVERSARY

OHAUS Scout®

# Scout® STX


## Trabaje intuitivamente: no se necesita manual

### ¡La primera balanza portátil con pantalla táctil!

Usar la Scout es tan intuitivo que sus clientes no necesitarán leer el manual. La informativa pantalla táctil a color de Scout guía al usuario por los pasos del proceso de funcionamiento de la balanza. Las teclas en la pantalla, la configuración y los modos de aplicación están claramente rotulados, ¡no más símbolos confusos ni códigos para recordar! Ingresar datos GLP o GMP importantes es fácil con un teclado alfanumérico y en pantalla.

La pantalla táctil no interferirá con la forma de trabajo de sus clientes; pueden usar guantes mientras trabajan con la pantalla táctil. Las manchas no serán un problema con el panel frontal sellado de limpieza fácil en la pantalla. Las teclas mecánicas ayudan con las funciones más habituales: tarar, ajuste de cero, encender y apagar.

Mejore el flujo de trabajo de sus clientes con la operación intuitiva de la OHAUS Scout STX.



1.



2.



3.



### 1. Navegación rápida y eficiente con la pantalla táctil informativa a color

La gran pantalla táctil resistente a color permite operar sin esfuerzos la Scout mediante su estructura de menú basado en íconos informativos que guía al usuario en cada paso de la aplicación de pesaje.

### 2. Velocidad rápida de pesaje y alta resolución brindan resultados repetibles y fiables

El tiempo de estabilización rápido de solamente 1 segundo significa más productividad para su establecimiento. Equipada con una tecnología avanzada de pesaje, la Scout también asegura resultados de pesaje repetibles y fiables.

### 3. Protección superior de sobrecarga y unidad de almacenamiento apilable de durabilidad total

El sistema de protección de sobrecarga superior integrado, valorado en 10 veces su capacidad, protege a la balanza en entornos exigentes y hostiles. El diseño plano, que ahorra espacio, permite el almacenamiento apilable.



# Scout® SKX

## La siguiente generación de balanzas portátiles para sus clases

### ¡Un nuevo estándar!

Diseñada para aplicaciones educativas, la OHAUS Scout con un gran LCD c retro-iluminado respaldada por software educativo es la balanza ideal para sus clases. Está hecha para soportar aplicaciones exigentes de clase con protección de sobrecarga


superior. Sus características, entre ellas tiempo de estabilización más acotado, capacidad aumentada, opciones de conectividad múltiples y un diseño apilable, hacen a la Scout la mejor experiencia de pesaje para las clases de la próxima generación.



1.



2.



3.



### 1. Protección superior de sobrecarga y diseño apilable práctico para su almacenamiento

*El sistema de protección de sobrecarga superior integrado, valorado en 10 veces su capacidad, protege a la balanza en entornos exigentes de clase. Diseño que ahorra espacio y permite apilar los equipos para almacenamiento (excluyendo el modelo de 1 mg).*

### 2. Funcionalidad mejorada con un LCD retro-iluminado y operación con 4 teclas

*Combinada con una operación simplificada de 4 teclas, la gran pantalla retro-iluminada de la Scout aumenta la legibilidad en condiciones de baja luminosidad y hace más sencillo ver los resultados desde un escritorio o mesa de laboratorio.*

### 3. Opciones de conectividad múltiples disponibles para el registro de datos y comunicaciones

*Con opciones de conectividad más amplias que incluyen RS232, USB Host, dispositivo USB y Ethernet, la Scout brinda versatilidad adicional a sus necesidades de recopilación y transferencia de datos.*



## OHAUS Europe GmbH

OHAUS fabrica una amplia gama de balanzas y básculas electrónicas y mecánicas de alta precisión que satisfacen prácticamente cualquier tipo de necesidad de pesaje. La empresa es líder mundial en los mercados de laboratorio, industrial y educación, así como en numerosos mercados especializados, como los sectores de la elaboración de alimentos, farmacia y joyería. Los productos de OHAUS son precisos, fiables y asequibles y están respaldados por una asistencia al cliente líder en su sector.

Ask for OHAUS from:

OHAUS Europe GmbH  
Im Langacher 44  
8606 Greifensee  
Switzerland  
e-mail: [ssc@ohaus.com](mailto:ssc@ohaus.com)  
Tel: 0041 22 567 53 19  
e-mail: [tsc@ohaus.com](mailto:tsc@ohaus.com)

[www.ohaus.com](http://www.ohaus.com)

*Oficinas en Europa, Asia y Sudamérica*

ISO 9001:2008  
Sistema de gestión de calidad registrado

EU Literature CH16C019  
80774977 © Copyright OHAUS Corporation

***Ingeniously Practical***

**20<sup>TH</sup>**  
**ANNIVERSARY**

*OHAUS Scout<sup>®</sup>*