

AUTOCLAVE GT-270

Equipo apto para la realización de ensayos de cuarteo de baldosas cerámicas esmaltadas.

El contenedor a presión está fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 y aislado con lana de roca.

El autoclave mediante el microprocesador programable es capaz de realizar ciclos estándar (UNI EN ISO 10545-11) y los ciclos adaptados a las necesidades del cliente



AUTOCLAVE GT-270

Autoclave for crazing test of glazed ceramic tiles.

The pressurized container is all made by stainless steel AISI-304,

suitably insulated, while the supporting frame is made by steel

epoxy powder painted. Thanks to the programmable microprocessor,

the autoclave can work with standardized cycles

(according to UNI EN ISO 10545-11 standard) and cycles customized by the customer.

AUTOCLAVE GT-270

Équipement approprié pour tests de craquage de carreaux de céramique émaillée.

La chambre du pressions est entièrement en acier inox AISI304 et isolée avec laine de roche.

L'autoclave est capable par le microprocesseur de faire cycles standard et des cycles adaptés au besoins des clients.

Código / Code / Code	Modelo / Model / Modèle	Dimensiones exteriores / Overall dimensions / Dimensions exterieures	Dimensiones interiors/Inside dimensions/Dimensio ns interieures	Presión/ Pressure/ Pression	Potencia / Power / Puissance	Peso / Weight/ Poids
GT2174	GT-270	830x460x640mm	Ø270x210mm	0 ÷ 11 bar	2,5kW	120Kg