

AUTOCLAVE GT-550

Equipo apto para la realización de ensayos de cuarteo de baldosas cerámicas esmaltadas.

Dimensiones internas del contenedor a presión Ø 550 x 625 mm, capacidad 171,5 litros. El contenedor a presión está fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 y aislado con lana de roca.

El autoclave mediante el microprocesador programable es capaz de realizar ciclos estándar (UNI EN ISO 10545-11) y los ciclos adaptados a las necesidades del cliente

AUTOCLAVE GT-550

Autoclave for crazing test of glazed ceramic tiles.

Inside dimension Ø 550 x 625 mm, capacity 171,5 lt.

The pressurized container is all made by stainless steel AISI-304, suitably insulated, while the supporting frame is made by steel epoxy powder painted. Thanks to the programmable microprocessor, the autoclave can work with standardized cycles (according to UNI EN ISO 10545-11 standard) and cycles customized by the customer.



AUTOCLAVE GT-550

Équipement approprié pour tests de craquage de carreaux de céramique émaillée.

Les dimensions intérieures du récipient à pression sont Ø 550 x 625 mm, capacité de 171,5 litres.

La chambre du pressions est entièrement en acier inox AISI304 et isolée avec laine de roche.

L'autoclave est capable par le microprocesseur de faire cycles standard et des cycles adaptés au besoins des clients.

Código / Code / Code	Modelo / Model / Modèle	Dimensiones exteriores / Overall dimensions / Dimensions exterieures	Presión/ Pressure/ Pression	Potencia / Power / Puissance	Peso / Weight/ Poids
GT0150	AUTOCLAVE GT-550	1150x1050x1500 mm	0 ÷ 11 bar	9kW	520Kg