

DATADIMENSION "V"

ISO 10545-2

Instrumento de laboratorio para determinar las características dimensionales en las baldosas (tamaño, anchura, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud de la superficie). El espesor se calcula mediante el instrumento Isothickness. La medición realiza calculando la diferencia entre la baldosa de calibración (suministrado con medidas relativas a la demanda del cliente) y las baldosas cerámicas a ensayar. El instrumento se utiliza mediante un PC común y la adquisición de datos es completamente automática. El instrumento está equipado con el software que se ejecuta con Windows XP/Vista/7 para adquisición, cálculo de dimensiones, grabación y envío a impresora tal y como se recoge en la ISO-10545-2

Equipamiento:

6 comparadores digitales, resolución 0,01mm WIFI
 CS software ISO 10545-2 compatible con Windows XP/Vista/7/8.1 o Tablet
 Llave de licencia de software
 Clave de comunicación USB-wifi
 Set de 3 soportes
 Notebook o Tablet completa con O.S., impresora y software 10545-2
 Gamuza limpiadora



Laboratory instrument for determining the dimensional characteristic in the tiles (length, width, straightness of sides, rectangularity, surface flatness). The thickness is calculated by isothickness instrument. The measuring takes place by difference between the reference calibration plate (supplied with measures on customer demand) and the ceramic tiles to be tested. The instrument is used by means of a common PC and the data acquisition is fully automatic. The instrument is equipped with CD software that running with Windows XP/Vista/7 for acquisition, calculation of tile dimensions, recording and link to printer as requested by ISO 10545-2 standards.

Equipment

- 6 Wireless Digital gauges, readability 0,01 mm
- CD Software ISO 10545-2 for PC Windows XP/Vista / 7/ 8.1 or tablet
- Software license key • USB-Wireless communication key
- Set of 3 support • Notebook or Tablet complete with O.S. printer and software ISO 10545-2
- Metal cleaner with cloth

Código / Code	Modelo / Model	Formato baldosas / tile size	Dimensiones externas / overall dimensions	Peso / Weight
GT1508	DDV-650	100x100 – 650x650mm	1050x700x1900mm	195Kg
GT1509	DDV-950	100x100 – 950x950mm	1360x800x2020mm	250Kg
GT1655	DDV-1300	100x100 – 1300x1300mm	1720x800x2020mm	380Kg
GT1727	DDV-1600	100x100 – 1600x1600mm	2060x800x2200mm	410Kg
GT1681	DDV-1800	100x100 – 1800x1800mm	2260x800x2400MM	620Kg