

IMPACTÓMETRO PARA PIEDRA NATURAL

Instrumento para determinar la Resistencia al impacto según UNI EN 14158 en piedra natural

Estructura en acero pintado en epoxi
Bola de acero de 1000+/-0,01g

IMPACT TEST FOR NATURAL STONES

Instrument for determining the energy of ropture by impact of natural stone.

- *Steel structure epoxi powder painted*
- *Chrome steel ball having a mass of (1000 ±0,01) gr.*



Código / Code	Modelo / Model	Dimensiones externas / External dimensions	Peso / Weight
GT1350	IMPACT TEST PIEDRA NATURAL	500x550x2100mm	50Kg