

MOLINO RÁPIDO

Instrumento modular de molienda rápida diseñado para el molido de diversos materiales en la industria cerámica y de pintura, en la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica, laboratorio de investigación, escuelas, etc. El tiempo de molienda se regula mediante un temporizador digital. Cada molino debe instalarse en la parte superior de un bastidor de acero que se debe pedir por separado.

- Capacidad de las jarras: 0,3 litros, 1 litro o 1,5 litros.
- Temporizador digital
- Alimentación: 230V-50Hz monofásico



FAST MILL

FAST-MILL modular, rapid mill instrument designed for milling of various materials in the ceramic and painting industry, in food, cosmetics, pharmaceutical industries, research laboratory, schools, etc. The milling time is regulated by means an digital timer.

Every mill must be fitted on top or dedicated supporting frame steel to be order separately.

- Mill capacity: n° 1 jar of 0,3 - 1 - 1,5 lt
- Digital timer
- Supply: 230 V – 50 Hz single-phase



BROYEUR RAPIDE

FAST-MILL instrument de broyage modulaire et rapide conçu pour le broyage de divers matériaux dans l'industrie de la céramique et de la peinture, dans les industries alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, laboratoires de recherche, écoles, etc. Le temps de broyage est réglé au moyen d'une minuterie numérique.

Chaque broyeur doit être monté sur un cadre de support supérieur ou dédié en acier à commander séparément.

- Capacité du moulin : n° 1 pot de 0,3 - 1 - 1,5 lt
- Minuterie numérique
- Alimentation : 230 V – 50 Hz monophasé



Código / Code / Code	Modelo / Model / Modèle	Dimensiones exteriores / Overall dimensions / Dimensions extérieures	Potencia / Power / Puissance	Peso / Weight / Poids
GT2062	FAST MILL 0.3 - 1	730x350x445mm	370 W	48Kg
GT2535	FAST MILL 1.5	730x350x445mm	370 W	55Kg