



PICNÓMETRO

Instrumento para determinar la densidad en barbotinas o cualquier otro líquido.

Fabricado en acero inoxidable AISI-304, con doble calibración capacidad/peso.

Características:

Fabricado en acero inoxidable.
Capacidad 100c.c.
Dimensiones: alto 70mm, Ø 45mm.
Peso: 200g

PICNOMETER

Instrument for the fast determination of the specific gravity of liquid, ceramic slip and other.

All stainless steel AISI-304 made, with double calibration capacity/weight.

Specification:

Made in stainless steel
Capacity: 100cc
Dimensions: 70mm x Ø45mm
Weight: 200g

Código / Code	Modelo / Model	Dimensiones exteriores / Overall dimensions	Peso / Weight
C01882	PICNÓMETRO	70xØ45mm	200g