

PLASTICÍMETRO PFEFFERKORN

Instrumento para la determinación del grado de laborabilidad del material cerámico. El instrumento se basa en la experiencia de Pfefferkorn para determinar la plasticidad de las arcillas mediante la compresión por la caída de un plato de un peso calibrado sobre la muestra.

Especificaciones técnicas:

Construcción en acero.

Doble escala de lectura: Método Pfefferkorn / Forma manual por muestra

PFEFFERKORN PLASTICIMETER

Instrument for the determination of the workability degree of ceramic material. The instrument is based on the Pfefferkorn experience to determine the plasticity clays submit to compression for the fall of a plate with calibrated weight on standard dimension specimen.

Technical specifications:

Steel construction

Double reading scale: Pfefferkorn method / mm.



PLASTICIMÈTRE PFEFFERKORN

Instrument pour la détermination du grade de travail du matériel céramique. L'instrument est basé dans l'expérience de Pfefferkorn pour déterminer la plasticité de les argiles grâce à la compression pour la chute d'un plate avec un poids calibre sur l'échantillon.

Spécifications techniques:

Construction d'acier.

Doble échelé de lecture: Mode Pfefferkorn / Forme manuelle pour échantillon.