



## VISCOSÍMETRO DE TORSIÓN TIPO GALLEKAMP

Instrumento para la determinación de la viscosidad de los fluidos cerámicos y otros tipos. El instrumento está listo para trabajar en laboratorios cerámicos, aunque puede ser modificado con otros hilos de torsión y cilindros para trabajar en otros campos como farmacia, alimentación, cosmética... etc.

El viscosímetro efectúa medidas de viscosidad en base al principio según el cual un cilindro rotatorio es inmerso en un fluido y sujeto a una resistencia viscosa. El resultado es mostrado en el disco con una escala graduada.

### Especificaciones técnicas:

Constituido por una base de aluminio con tres puntos de nivel  
1 disco graduado  
Soporte para vaso regulable en altura  
1 hijo de torsión y 1 cilindro  
Rango de medida: de 0,25 a 1.000 poises.

### Dotación:

1 hilo de torsión 30 swg  
1 cilindro Ø1/4"  
1 cilindro Ø1/2"  
1 cilindro Ø11/16"  
1 cilindro Ø1 + 5/8"  
1 vaso portamuestras Ø 67 x 60mm  
1 manual de instrucciones y curvas de calibración.

## TORSIONAL VISCOMETER TYPE GALLEKAMP

Torsional instrument for the viscosity determination of ceramic fluids and other types. The instrument is ready to operate in ceramic laboratories, if you'll buy other torsion wire and cylinders, the instrument can operate in all the other branch of research (pharmacy, food, cosmetic etc).

The torsional viscometer Gallenkamp type makes viscosity measurements following the principle that a rotating cylinder immersed in a fluid is subject to a viscous drag. The result is shown on disk with graduated scale.

### Technical specifications:

- Made by aluminium base with three level points:
- n° 1 graduated disk;
- Adjustable sample cup support;
- n° 1 torsion wire and 1 cylinder.
- Viscosity range approx: from 0,25 up to 1.000 poises

### Equipment:

N° 1 torsion wire 30 swg  
N° 1 cylinder ø 1/4 "  
N° 1 cylinder ø 1/2 "  
N° 1 cylinder ø 11/16 "  
N° 1 cylinder ø 1 + 5/8 "  
N° 1 sample cup ø 67 x 60 mm  
N° 1 Instruction manual and calibration curve

Código / Code	Modelo / Model	Dimensiones exteriores / Overall dimensions	Peso / Weight
GT0888	VISCOSÍMETRO DE TORSIÓN GALLEKAMP	250X210X720mm	9,6Kg