

IKA

labotronic

designed for scientists

ES



ROTA EVAPORADOR | SEPARACIÓN

Rota Evaporador

/// Diseño modular y de alta precisión

El rotaevaporador IKA premiado por su diseño y rendimiento, será un gran diferencial en su laboratorio. Los modelos IKA RV 3, RV 8, RV 10 Digital, RV 10 auto y RV 10 auto Pro, ofrecen excelentes soluciones para destilación. El costo-beneficio, diseño y tecnología- todo a su alcance!

El Rota evaporador **RV 3** es el modelo de entrada de la gama de rotaevaporadores de IKA. Está equipado con elevador manual, de fácil manejo con una mano para ajuste de la vidriería y del ángulo de inmersión.

El Rota evaporador **RV 8** es el modelo manual de la familia de Rotaevaporadores IKA. El dispositivo tiene integrada una función de levantamiento automático en caso de fallas de energía. Además, tiene un mecanismo de ajuste del frasco tipo abrazadera en conjunto con la función de empuje, para intercambio fácil de frascos de evaporación.

Nuestros Rotaevaporadores de alta gama **RV 10**, se destacan por sus características excepcionales como el display digital de temperatura, intervalo de operación, arranque suave y detección ajustable de la posición final, para evitar quiebra de la vidriería. La versión digital, ofrece una interfaz RS 232 y la versión Auto ofrece RS 232 / USB para conexión a labworldsoft® y para actualizaciones de firmware online. El RV 10 auto incluye adicional una bomba de vacío VACSTAR digital.

5 AÑOS DE GARANTÍA*

* 2 + 3 años después del registro en www.ika.com/register, excepto para vidrierías y piezas de desgaste.

RV 3

/// El Novato



ELEVACIÓN CON APENAS UNA MANO, IDEAL PARA USUARIOS DIESTROS O SURDOS



FUNCIÓN PUSH-OFF Y MECANISMO DE SEGURIDAD

BAÑO DE 4 LITROS Y CALENTAMIENTO HASTA 99 °C

RV 3 V

- › Rota evaporador RV 3 eco
- + Baño de calentamiento HB eco
- + Conjunto de vidriería RV 10.1

Ident. No. 0010003324

€ 2.247,00

RV 3 V-C

- › Rota evaporador RV 3 eco
- + Baño de calentamiento HB eco
- + Conjunto de vidriería revestida RV 10.10

Ident. No. 0010003328

€ 2.396,00

RV 3 FLEX

- › Rota evaporador RV 3 eco
- + Baño de calentamiento HB eco
- + Abrazadera para vidriería

Ident. No. 0010003331

€ 2.107,00

RV 3 dry ice condensor

- › Rota evaporador RV 3 eco
- + Baño de calentamiento HB eco
- + Condensador de hielo seco RV 10.4

Ident. No. 0010006363

€ 2.709,00

RV 3 dry ice condensor C

- › Rota evaporador RV 3 eco
- + Baño de calentamiento HB eco
- + Condensador (revestido) de hielo seco RV 10.40

Ident. No. 0010006362

€ 2.859,00

RV 8

/// El Atleta



RV 8 V

- › Evaporador rotativo RV 8
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Conjunto de vidriería RV 10.1

Ident. No. 0010003482

€ 2.799,00

RV 8 V-C

- › Evaporador rotativo RV 8
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Conjunto de vidriería revestida RV 10.10

Ident. No. 0010003485

€ 2.956,00

RV 8 FLEX

- › Evaporador rotativo RV 8
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Abrazadera para vidriería

Ident. No. 0010003488

€ 2.649,00

RV 8 dry ice condensor

- › Evaporador rotativo RV 8
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Condensador de hielo seco RV 10.4

Ident. No. 0010006361

€ 3.261,00

RV 8 dry ice condensor C

- › Evaporador rotativo RV 8
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Condensador (revestido) de hielo seco RV 10.40

Ident. No. 0010006360

€ 3.418,00

RV 10 digital

/// El confiable

NUEVO: Capa de protección HB 10.3 para todos los baños de calentamiento del RV para proteger al usuario, por ejemplo contra salpicaduras de fluido o quiebra de vidrio

ELEVADOR MOTORIZADA CON FUNCION DE PARADA DE SEGURIDAD

TEMPORIZADOR Y MODO DE INTERVALO AJUSTABLE

INTERFAZ RS 232 PARA DOCUMENTACIÓN Y CONTROL CON LABWORLDSoft®

RV 10 digital V

- › Evaporador rotativo RV 10 digital
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Conjunto de vidriería RV 10.1
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010004799

€ 4.221,00

RV 10 digital V-C

- › Evaporador rotativo RV 10 digital
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Conjunto de vidriería revestida RV 10.10
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010004802

€ 4.575,00

RV 10 digital FLEX

- › Evaporador rotativo RV 10 digital
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Abrazadera para vidriería
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010004805

€ 3.164,00

RV 10 digital dry ice condensor

- › Evaporador rotativo RV 10 digital
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Condensador de hielo seco RV 10.4
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010006365

€ 4.684,00

RV 10 digital dry ice condensor C

- › Evaporador rotativo RV 10 digital
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Condensador (revestido) de hielo seco RV 10.40
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010006364

€ 5.037,00

RV 10 auto

/// El Pionero

BIBLIOTECA DE SOLVENTE INTEGRADA CON 40 OPCIONES DE SOLVENTES Y OPCIÓN DE EXPANSION

RECONOCIMIENTO DE POSICIÓN FINAL

ORIENTACIÓN DEL MENU MEJORADA CON NAVEGACIÓN INTUITIVA EN UN DISPLAY GRAFICO CON BRILLO Y ALTO CONTRASTE



OPCIÓN DE PROGRAMACIÓN PARA HASTA 10 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

PATENTADO, CONTROL DE VOLUMEN Y DESTILACIÓN MAS INTUITIVA

RV 10 auto V

- › Rota Evaporador RV 10 auto
- + Válvula magnética RV 10.4002
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Conjunto de vidriería RV 10.1
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010004835

€ 7.002,00

RV 10 auto V-C

- › Rota Evaporador RV 10 auto
- + Válvula magnética RV 10.4002
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Conjunto de vidriería revestida RV 10.10
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010004838

€ 7.429,00

RV 10 auto FLEX

- › Rota Evaporador RV 10 auto
- + Válvula magnética RV 10.4002
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010004841

€ 5.902,00

RV 10 auto pro*

/// El Pionero

VENTILACIÓN AUTOMÁTICA, BAÑO DE CALENTAMIENTO Y CONTROL DE AGUA REFRIGERADA

CICLO DE LIMPIEZA AJUSTABLE PARA EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL

DETECCIÓN DE PUNTO DE EBULLICIÓN AUTOMÁTICO



BOMBA DE VACÍO CON ALTA ECONOMÍA DE ESPACIO Y ALTA SUCCIÓN. OPERACIÓN SILENCIOSA. CONTROL DE SEGURIDAD DE VACÍO (VSE 1), DISPONIBLE COMO ACCESORIO

RV 10 auto pro V

- › Rota Evaporador RV 10 auto
- + Bomba de vacío VACSTAR digital
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Conjunto de vidriería RV 10.1
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010004815

€ 8.886,00

RV 10 auto pro V-C

- › Rota Evaporador RV 10 auto
- + Bomba de vacío VACSTAR digital
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Conjunto de vidriería revestida RV 10.10
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010004812

€ 9.297,00

RV 10 auto pro FLEX

- › Rota Evaporador RV 10 auto
- + Bomba de vacío VACSTAR digital
- + Baño de calentamiento HB digital
- + Frasco de Woulff

Ident. No. 0010004818


€ 8.526,00

* Encuentre más recursos del RV auto pro en la página 6

Todo lo que necesita en un solo lugar

/// Sus soluciones de control de temperatura y vacío

Desde potentes enfriadores de recirculación hasta bombas de vacío: IKA proporciona todo lo que necesita para configurar un sistema completo de evaporador rotativo. Nuestras unidades de control de temperatura suministran hasta tres evaporadores rotativos y con nuestras nuevas soluciones de vacío crea su propio laboratorio equipado con vacío. Se incluyen funciones inteligentes como un ciclo de limpieza ajustable individualmente.



IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Deutschland
Teléfono: +49 7633 831-0
eMail: sales@ika.de



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue

Precios y especificaciones técnicas pueden sufrir alteraciones sin previo aviso. Los precios son válidos hasta 31 de Octubre de 2021. Todos los precios están sujetos a impuestos y tasas de importación.